



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 Telecamera Digitale CMOS-S Mod. TC 3000



SPECIFICHE TECNICHE

Sensore: 1/2.5" CMOS-S

Risoluzione: 3 Mpix

Dimensioni Pixels: 2.2µm x 2.2µm

Digital out-put: Color 24 Bit

Risoluzione/Frame r.: 2048x1536

Dynamic range: 66.5 dB

SNR: 40 dB

Esposizione "tempo": Auto/Manual exposure

Sensitivity: 0.53v@550um/lux/s

Uscita: USB2.0

Tipo di collegamento: C-mount IR cut-off filter. Standard: IR cut-off filter integrated in C-mount

Alimentazione: USB2.0

Dimensione/Peso: Ø60x55h (mm)/ 200g

Cavo USB: In dotazione Lunghezza 300 cm

Software: Software ScopeImage 9.0 - Incluso

Condizioni di utilizzo: Temperatura -30°C...+70°C / Umidità 5%...80%

Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 2000, Vista, Win7 (32 o 64 bit)