



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 TELECAMERA DIGITALE Mod.CR50 USB 2 RISOLUZIONE 5 MP  
Cod. TELECR50



Sensore CMOS attacco C-mount / USB 12.5fps 1360x1024 (MD50)  
Completa di cavi di collegamento - adattatori - Software

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Sensore** 1/2.5" CMOS 5.0 Mpix

**Pixels** 2.2µm x 2.2µm

**Digital Color** 12 Bit

**ROI** Si

**Dynamic range** 40.5dB

**Esposizione "tempo"** 0.5ms~40min. Auto

**Max. Frame rate** 12.5fps 1360x1024

**Uscita** USB2.0

**Tipo di collegamento** C-mount

**IR** cut-off filter

**Standard:** IR cut-off filter integrated in C-mount

**Alimentazione** USB2.0

**Dimensioni / Peso** 24x14x8 cm / 750g

**Cavo** USB

**In dotazione** Lunghezza 300 cm

**Software Image Analysis Softwarepro** - Incluso

**Condizioni di utilizzo**

**Temperatura** +5°C...+55°C / **Umidità** 5%...80%

**Sistema operativo** Microsoft Windows XP,2000,Vista, Win7 (32 or 64 bit), Windows 8