



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 TERMOBILANCIA MB25 Portata 110 g. Ris.5 mg. lampada alogena
Cod.BILTERMOMB25

-Portata	110 g.
-Riscaldamento:	elettrico; da 50°C a 160 °C con incrementi di 5 °C
-Tecnologia di riscaldamento:	alogena
-Dimensioni piatto	90 mm Ø
-Risoluzione/precisione:	0,005 g
-Display	LCD personalizzato con retroilluminazione % umidità; %solidi; peso g. ; temperatura; tempo
-Costruzione	ABS resistente, capottina di protezione, sostegno per piatto porta campioni.
-Comunicazione	Interfaccia RS232
-Caratteristiche generali	Determinazione dell'umidità ; da 50°C a 160°C , con incrementi di 5°C. Ripetibilità 0, 05% (campione da 10 g), design compatto, riscaldamento alogeno, tempo di essiccazione manuale, automatico o temporizzato.
Timer	1-99 minuti, incrementi da 30 sec a 60 min.
Interfaccia computer	RS-232 bidirezionale
Dimensione del campione	3-20 g. ; 0,5 g. min.
Rage di tara	Per sottrazione fino alla portata massima
Temperatura di funzionamento	5/40 °C
Dimensioni (LxAxP)	17x13x28 cm
Peso netto	2,3 Kg.
Capottina	inclusa
Maniglia portapiattini	inclusa

Le caratteristiche standard includono:

- Prestazioni flessibili –Gli analizzatori di questa gamma forniscono risultati precisi con una dello 0,05%. Sono l'ideale per applicazioni nel settore tessile, alimentare, delle acque di scarico, della ceramica o di altri settori che richiedono elementi riscaldanti alogeni e misurazioni fino allo 0,05%.
- Semplicità di utilizzo –La configurazione e l'utilizzo sono un gioco da ragazzi. Per impostare i parametri di essiccazione basta semplicemente tenere premuti i pulsanti dell'ora o della temperatura, aggiungere il campione e avviare la procedura di test. Ciò rende gli analizzatori ideali per le operazioni di routine da parte di tutti gli operatori.
- Design compatto e semplice da pulire –Gli analizzatori sono stati concepiti per occupare poco spazio grazie al loro ingombro compatto (17 x 13 x 28 cm).
La camera di riscaldamento, semplice da pulire, è l'ideale per utilizzi frequenti e per economiche manutenzioni.



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it



- N. 1 PIATTELLO per pesata Ø10 mm.; h8mm in ALLUMINIO Conf. 80 Pz
Adatto alla termobilancia
Cod. PIATPALL100