



CHIMICA  
RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it

www.chimicaravenna.it



N. 1 TERMOIGROMETRO DIGITALE XS UR 100 0-60°C, 0 -95%  
Cod. IGROUR100XS

**Caratteristiche**

Campo di misura T: 0...+60 °C

Campo di misura UR: +0...+95 % U.R.

Risoluzione 0,1 °C / 0,1 % U.R.

Certificabile ACCREDIA

**Altre caratteristiche**

Termoigrometro digitale con doppio display.

Lettura simultanea della temperatura e dell'umidità.

Memorizzazione del valore di U.R. massimo e minimo.

Certificabile ACCREDIA.

**Forniti di serie**

Valigetta di trasporto, Sonda temperatura/umidità e istruzioni per l'uso.

