



CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

N. 1 TEST DI IGIENE SU SUPERFICI valevole per HCCP 50 Tests
Cod. TIGSUP

Un test semplice e rapido per il controllo dell'igiene della superficie di lavoro. Campi di applicazione: industria alimentare, settore della ristorazione, industria lattiero-casearia, uffici sanitari, specialisti in HACCP. Scala colorimetrica per interpretare i risultati stampata su ogni provetta. Il confronto tra colore della soluzione e scala colorimetrica consente di valutare l'igiene della superficie. È sufficiente passare il tampone bagnato su una superficie, inserirlo nella provetta e rompere la fiala di vetro all'interno della provetta con una pinza. Al termine del test, la provetta viene gettata come un normale rifiuto.

- Rapido: risultati in appena 10 minuti
 - Facile da utilizzare
- Interpretazione semplice



ACCESSORIO

N. 1 PINZA per rottura fiale controllo igiene superfici
Cod. TIGSUPP