



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124

Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772

chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

- N. 1 VASCHETTA PER COLORAZIONE VETRINI Dim.74x95x63 mm  
Cod.VASCOLVETR  
vaschetta in Polimetilpentene  
Dotata di due coperchi onde evitare l'evaporazione.



da utilizzare con

- N. 1 CESTELLO per colorazione vetrini N. 20 POSTI  
in PP  
Cod. CECOLVE

