



# CHIMICA RAVENNA

Via Dismano 114/0 - Ravenna 48124  
Tel. 0544 453292 - Fax 0544 453772  
chimicaravenna@chimicaravenna.it - www.chimicaravenna.it

## N. 1 VASO DI DEWAR cilindrico per CO<sub>2</sub> ed LN<sub>2</sub> con impugnatura laterale

VERSIONE CAPACITA' 10 Lt.

Cod. Cod. VD10ULCE DURAN

Tenuta	impugnatura laterale
Capacità	10 Lt.
Ø interno	200 mm
Altezza interna	350

VERSIONE CAPACITA' 21 Lt.

Cod. VD21ULCE DURAN

Tenuta	con maniglia
Capacità	21 Lt.
Ø interno	250 mm
Altezza interna	480

In DURAN®. DIN 12492. Forma cilindrica. Con rivestimento esterno di protezione in metallo blu. Con coperchio e maniglia da trasporto.

